

Mise à disposition du vaccin pédiatrique contre la covid 19

⚠ ATTENTION Risque de confusion entre les flacons...

du vaccin COMIRNATY ADULTES
(Pfizer BioNTech) - à partir de 12 ans

bouchon violet



du vaccin COMIRNATY PÉDIATRIQUE
(Pfizer BioNTech) - de 5 à 11 ans

bouchon orange



POUR PRÉVENIR CE RISQUE :

- ◆ Ranger séparément les 2 types de flacon au niveau du stockage
- ◆ Bien identifier le flacon avant toute administration : lire l'étiquette et vérifier la couleur du bouchon

RAPPELS : RECONSTITUTION ET CONDITIONS DE CONSERVATION DES VACCINS

Volume de diluant nécessaire pour la reconstitution	
1,8 mL [chlorure de sodium 0,9 %]	1,3 mL
Volume de la dose injectée	
0,3 mL	0,2 mL
Conservation au réfrigérateur (2- 8 degrés)	
1 mois	10 semaines
Conservation au congélateur (-25°C à -15°C)	
2 semaines	NE PAS CONGELER

Pour toutes les informations relatives au suivi des effets indésirables, rendez-vous sur ansm.sante.fr : dossiers thématiques COVID-19-Vaccins