

sources: Annexe 2 du DGS Urgent n°2021_125 (version du 7 décembre 2021) et RCP du vaccin Pfizer Pédiatrique

version du 1er février 2022

VACCIN	Conditionnement et transport				Remarques
	Température	Condition du flacon	Modalité	Durées	
PFIZER ADULTE (bouchon VIOLET)	-90°C /-60°C	Non ouvert	Stockage + Transport	9 mois	Doses autorisées : D1, D2 et rappels Quantité : 30 µg par dose Doses par flacon : 6/7 Autorisation pour les pharmaciens de reconstituer les vaccins et de les distribuer sous forme de seringue individuelle pré-remplie (DGS-Urgent n°2021_104) . <i>* Les flacons peuvent être remplacés à -90°C / -60°C – une seule fois.</i>
	-25°C /-15°C	Non ouvert	Stockage + transport	2 semaines* pour un unique transport	
	2° C / 8°C	Non ouvert	Stockage	1 mois	
			Transport	12 heures	
		Ouvert	Stockage	6 heures	
	Température ambiante	Non ouvert	Stockage + transport	2 heures	
Ouvert		Stockage	6 heures (<30°C)		
		Transport	6 heures (<30°C)		
PFIZER PEDIATRIQUE (bouchon orange)	-90°C /-60°C	Non ouvert	Stockage + transport	6 mois **	Signe distinctif : bouchon orange Quantité : 10 µg par dose de 0.2mL Dilution avant injection Doses par flacon : 10 Ne Jamais recongeler



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



					<p>Traçabilité min : enregistrement des nom et n° de lot</p> <p>Doses autorisées : D1 et D2 chez les enfants de 5 à 11 ans à risque*</p> <p>Intervalle entre D1 et D2 : 3 semaine</p> <p>D3 envisageable pour les enfants sévèrement immunodéprimés au moins 28 jours de la D2</p>
	-25°C/-15°C		NON PREVU	Pas prévu dans le RCP	Pas de dose de rappel à ce jour
	2°C /8°C	Non ouvert	Stockage + transport	10 semaines dans la limite des 6 mois de conservation	Pour les enfants aussi, un épisode de covid = 1dose de vaccin (sauf si covid<15 jours de la D1)
	+8°C / +30°C	Non ouvert	Stockage + transport	12 heures	
	2°C et 30°C	ouvert	stockage	12 heures	
MODERNA	-25°C /-15°C	Non ouvert	Stockage + transport	7 mois	Doses autorisées : D1, D2
	2° C / 8°C	Non ouvert	Stockage	1 mois	Quantité : 100 µg par doses
			Transport	12 heures ou 1 h à pied	Doses par flacon : 10
	Température ambiante	Ouvert	Stockage	19 heures	Avis HAS du 08 novembre : rappel autorisé en demi-dose (soit 50 µg) Il est recommandé d'utiliser des modèles de seringues compatible avec une extraction de 0,25 ml de produit avec un pas de 0,01 ml. Santé Publique France fournit déjà ce type de seringue via le circuit officinal en accompagnement du vaccin Moderna et dispose d'un stock suffisant pour satisfaire les besoins.
			Stockage + transport	24 heures	Autorisation pour les pharmaciens de reconstituer les vaccins et de les distribuer sous forme de seringue individuelle pré-remplie (DGS-Urgent n°2021_104).
	Ouvert	Stockage	19 heures		
JANSSEN	-25°C /-15°C	Non ouvert	Stockage + transport	2 ans	1 seule dose pour un schéma vaccinal complet
	2° C / 8°C	Non ouvert	Stockage + transport	4,5 mois	doses par flacon: 5



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



	Ouvert	Stockage	6 heures	avis HAS du 23 aout: recommandation d'une D2 en ARNm à partir de 4 semaines après primo injection possibilité pour les médecins de demander à la CNAM la liste des patients ayant reçu une D1 de Janssen
Température ambiante	Non ouvert	Stockage + transport	12 heures	
	Ouvert	Stockage	3 heures	